

DE Legen Sie gut gewaschene Mamajoo Brustwarzenschoner / Mamajoo Brustwarzenformer in die Mamajoo Sterilisations & Aufbewahrungsbox und fügen Sie 25ml Wasser hinzu. Stellen Sie Ihre Mikrowelle auf 750-1000 W ein und schalten Sie sie für 3 Minuten ein. Nach 5 Minuten Abkühlung gießen Sie das Wasser weg und Ihre Produkte sind hygienisch einsatzbereit.

ANWEISUNG & WARNUNG- für Ihre Sicherheit und die Ihres Kindes!

Verwenden Sie dieses Produkt niemals als Schnuller. Bitte vor zuerst und jedem Gebrauch zur Hygiene sterilisieren und mit sauberen Händen verwenden. Jede nicht angeborene, aber erst kürzlich aufgetretene Brustwarzenumstülpung sollte sofort ärztlich untersucht werden.

EN Place well washed Mamajoo Nipple Protectors / Mamajoo Nipple Extractors into Mamajoo Sterilization & Storage Box and add 25ml / 0,9oz water. Set your microwave at 750-1000W and turn on for 3 minutes. After 5 minutes of cooling, pour the water away and your products are ready to use hygenically.

INSTRUCTION & WARNING- for you & your child's safety!

Never use this product as a soother. Please use with clean hands and sterilize before first and each use. Any nipple inversion which is not congenital but occured recently should be checked by a doctor immediately.

TR Mamajoo Göğüs Ucu Koruyucuları / Mamajoo Göğüs Ucu Çıkartıcıları iyice yıkayıp Mamajoo Sterilizasyon & Saklama Kutusu içine koyun ve 25 ml su ekleyin. Mikrodalganızı 750 – 1000W'a ayarlayın ve 3 dakika çalıştırın. 5 dakika soğumaya bırakıp içindeki suyu dökün, ürünleriniz hijyenik olarak kullanıma hazır olacaktır.

Sizin ve Çocuğunuzun Güvenliğı için KILAVUZ & UYARI!

Bu ürünü asla emzik olarak kullanmayınız. İlk ve her kullanımdan önce steril ediniz ve temiz ellerle kullanınız. Doğuştan olmayan ve sonradan görülen meme başı içe çekilmeleri derhal bir doktora gösterilmelidir.

FR Placez les Protège-mamelons Mamajoo / Tétine Extracteur Mamajoo bien lavés dans la Boîte de Stérilisation & Stockage Mamajoo et ajoutez 25 ml d'eau. Réglez votre micro-ondes à 750-1000W et allumez-le pendant 3 minutes. Après 5 minutes de refroidissement, versez l'eau et vos produits sont prêts à être utilisés de manière hygiénique.

INSTRUCTION & AVERTISSEMENT- pour votre sécurité et celle de votre enfant!

N'utilisez jamais ce produit comme sucette. Veuillez utiliser avec des mains propres et stériliser avant la première et chaque utilisation. Toute inversion du mamelon qui n'est pas congénitale mais qui s'est produite récemment doit être immédiatement vérifiée par un médecin.